

安全上のご注意
1 テルモ歩行強度計『メディウォーク』について
2 次のものがそろっていますか？
3 設定しましょう
4 初期設定をする／設定を変更する
5 使ってみましょう
6 当日の測定値を見てみましょう
7 過去の測定値を見てみましょう
8 初期化するには
9 電池の寿命と交換
10 データ通信機能について
11 故障かな？と思ったら
12 お手入れ
ご相談・お問い合わせ先
仕様
品質保証書

2014年12月作成

安全上の注意

- 注意文の表示内容について**
- 本取扱説明書では、表示内容に従わず、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。
- 表示内容に従わず、本来の目的から逸脱した使いかたにより、万一死亡や重傷を負ったり、物的損害が発生しても、弊社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- | | |
|------------|--|
| △警告 | 特に注意していただきたいことを示します。
●適正に使用しても、注意を怠ると死亡又は重症を負う可能性が想定されます。 |
| △注意 | 使用にあたり、一般的な注意を示します。
●誤って使うと、傷害を負う可能性、又は物的損害*のみの発生が予想されます。 |


*物的損害とは、家屋、家財、及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

- △警告**
- 運動は体調に合わせて行ってください。急な運動や無理な運動は危険です。
 - 運動療法や減量、トレーニングを行う場合は、医師や専門家の指示に従ってください。
 - 表示を見ながら、又は操作をしながらの歩行、運動は危険ですのでおやめください。
 - 電池等は幼児の手の届かないところに置いてください。万一飲み込んだ場合には直ちに医師にご相談ください。
 - ペースメーカーを装着されている方は、念のため、本体の首かけ、胸ポケットでの利用はお止めください。

- △安全上の注意**
- 落下防止ストラップを持って振り回したり、引っばったりしないでください。
 - 電池、電池の入った本体を火中に投げしないでください。

- 電池を入れるときに ⊕ ・ ⊖ 極の端子が他の金属や導電材に直接触れていると、ショート状態になり、電池が消耗して利用できない原因となります。
- 長時間使用しないときは電池を取り出して保管してください。又、使用済みの電池を本体に入れたままにしないでください。
- 指定以外の電池を使用しないでください。故障の原因になります。
- 本品及び使用済みの電池を廃棄する場合は、各自自治体の規則に従い適切に処分してください。
- 本体を分解したり、改造しないでください。

- 使用上の注意**
- 無理な力での圧迫や引っ張り、落下等の強い衝撃を本体に与えないでください。
 - 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでください。
 - 直射日光、ほこり、雨、湿気、高温低温を避けてください。
 - 本体は簡易防水機能を有しておりますが、完全防水ではございません。入浴時や濡れる可能性のある場所、湿気が多い場所では使用しないでください。又、汗などが付着した場合には、そのまま放置しないでください。
 - 水に落としたり、水洗いしたり、洗濯機に入れたり、分解したりすると故障の原因になります。
 - 電池カバーのネジ以外は外さないでください。本体の防水機能が働かない原因になります。
 - 電池交換の際に、電池カバーのネジがゆるいと、水が浸入し、簡易防水機能が働かない原因になるため、しっかりと電池カバーのネジを締めてください。






1 テルモ歩行強度計『メディウォーク』について


健康づくりには年間平均で1日あたり8,000歩以上、中強度の歩き(速歩き)20分以上が、効果があるといわれています。*
「テルモ歩行強度計『メディウォーク』」は運動効果が高い有酸素運動のひとつ「中強度の歩き(速歩き)」をしているかどうか、ひと目でわかります。もちろん、歩数や消費カロリー等、一般的な項目も測定OK。毎日の生活の中で、通勤や買い物等を「中強度の歩き(速歩き)」にすることで、運動効果を高めることができます。メディウォークを普段から身につけて、日常の生活を運動に変え、血糖、血圧、内臓脂肪、コレステロールなどを下げていきましょう。

*Aoyagi Y.Shephard RJ.:Steps per day:the road to senior health?. Sports Medicine. 2009;39 (6):423-438.

今の歩きの中強度か、ひと目でわかります



2 次のものがそろっていますか？



3 設定しましょう

設定をしないと正しい測定値が表示されません。必ず設定してから使いましょう。

初期設定をする

本体裏面の【リセット】ボタンを細い棒で垂直に1秒以上押すことにより、初期設定を行える状態になります。

※【リセット】ボタンを押すときは、つまようじの末端の平らな部分等を使用して押してください。鉛筆等の芯を使用したり、先の尖った棒で強く押さないでください。故障や破損の原因になります。

設定を変更する

「当日の測定値」が表示されている場合に、【設定▶】ボタンを4秒以上押し続けると設定を変更する画面になります。

4 初期設定をする／設定を変更する

時刻、日付、体重、身長、年齢、性別、歩数と中強度時間の目標、中強度レベルが順に表示されます。

1 時刻を合わせる

【◀記録▶】ボタンを押すと数字が減り、【設定▶】ボタンを押すと数字が増えます。押し続けると数値が早く進みます。

① 「時」を合わせる

【◀記録▶】ボタンと【設定▶】ボタンで設定し、【表示切替】ボタンで決定します。

② 「分」を合わせる

【◀記録▶】ボタンと【設定▶】ボタンで設定し、【表示切替】ボタンで決定します。

2 日付を合わせる

【◀記録▶】ボタンを押すと数字が減り、【設定▶】ボタンを押すと数字が増えます。

① 「年」を合わせる

【◀記録▶】ボタンと【設定▶】ボタンで設定し、【表示切替】ボタンで決定します。

② 「月」を合わせる

【◀記録▶】ボタンと【設定▶】ボタンで設定し、【表示切替】ボタンで決定します。

③ 「日」を合わせる

【◀記録▶】ボタンと【設定▶】ボタンで設定し、【表示切替】ボタンで決定します。

3 体重を設定する

200kgまで設定できます。
【◀記録▶】ボタンと【設定▶】ボタンで設定し、【表示切替】ボタンで決定します。

4 身長を設定する

200cmまで設定できます。
【◀記録▶】ボタンと【設定▶】ボタンで設定し、【表示切替】ボタンで決定します。

5 年齢を設定する

100歳まで設定できます。
【◀記録▶】ボタンと【設定▶】ボタンで設定し、【表示切替】ボタンで決定します。

6 性別を設定する

【◀記録▶】ボタンと【設定▶】ボタンで設定し、【表示切替】ボタンで決定します。

7 歩数と中強度時間の目標値を設定する

「モクヒョウ」と表示された後、設定画面になります。

① 歩数の目標値を設定する

1,000歩から20,000歩まで設定できます。
【◀記録▶】ボタンと【設定▶】ボタンで設定し、【表示切替】ボタンで決定します。

② 中強度時間の目標値を設定する

1分から105分まで設定できます。
【◀記録▶】ボタンと【設定▶】ボタンで設定し、【表示切替】ボタンで決定します。歩数の目標を設定すると、お薦めの中強度時間の目標が自動で表示されます。

★目標メーターについて

設定した歩数と中強度時間の目標の達成状況に応じて目標メーターが増えています。歩数のみ達成しても、中強度時間の目標が達成していない場合は100%になりません。

8 中強度レベルを設定する

中強度の下限を2.5METs～5METsまで設定することができます。レベルについては、下表をご参照ください。

レベル	中強度の範囲	目安
2 METs	2.5～4.9METs	普段まったく運動をされない方
3 METs	3.0～5.9METs	普段あまり運動をされない方
4 METs	4.0～6.9METs	日常的に運動をされている方
5 METs	5.0～7.4METs	強度の強い運動に慣れている方

【◀記録▶】ボタンと【設定▶】ボタンで設定し、【表示切替】ボタンで決定します。

※通院中の方は、医師と相談して設定を行ってください。

- △警告**
- 歩数、中強度時間の目標値及び、中強度レベルの設定は、体調に合わせて設定してください。
 - 運動療法や減量、トレーニングに使用する場合は、必ず医師や専門家にご相談ください。

以上で設定がすべて終わりました。

※設定の途中でやり直す場合は、【表示切替】ボタンを2秒以上長押しし、測定画面に変えてください。再び【設定▶】ボタンを4秒以上長押しして、時刻から設定し直してください。

※3分以上操作が行われない場合、測定画面に切り替わります。

5 使ってみましょう

本体を胸、ズボン、カバンの中に入れて、落下防止のため付属の落下防止ストラップをつけてください。

おすすめする装着方法




※胸ポケットに入れて運動すると振動により飛び出すことがありますので、十分ご注意ください。

1 落下防止ストラップを本体に取り付ける

- 本体とストラップの取り付けかた
-

2 クリップを、ポケットの縁等に取り付ける



正確に測定できない使いかた

次の場合、正確に測定できないことがありますので、ご注意ください。

- 本体が不規則に動くとき
 - ぶら下げた状態では不規則にはねる動き
 - ポケット、カバンの中で不規則にはねる動き
 - 装着箇所が不規則に動くとき
- 歩きかたや活動により振動が少ないとき
 - すり足のような歩行
 - サンダル、下駄、草履等の履物での歩行
 - 混雑した街中を歩くとときの歩行の乱れ
 - 自転車・筋力トレーニング等歩行を伴わない運動
- 強い運動をしたり、振動の多いところで使用したとき
 - 階段や急な斜面での昇り降り、登山
 - 乗り物に乗る等振動の多い場所にいたとき
 - 立ったり、座ったりする動作
 - 手で振ったとき
 - ジャンプ等上下運動を伴う激しい運動、スポーツ
 - ジョギング等で、本体が激しく不規則に動く

- △注意**
- 本体をズボン等の後ろポケットに入れないでください。ケガをしたり、破損したりする原因になります。
 - 落下防止ストラップを持って振り回さないでください。
 - 着脱の際、クリップによる衣服の破損にご注意ください。
 - クリップを衣服に挟むときは、手の指を挟みこまないよう、ご注意ください。ケガの原因になります。