

# 各ソフトウェア・アプリに対して連携できる機器



ソフトウェア・アプリ名称	製品名	コード番号	備考
スマイルデータビジョン パーソナルII	メディセーフフィットスマイル	MS-FR501W	※パソコンとの通信には「NFCリーダー/ライター」が必要です。 「NFCリーダー/ライター」の搭載されていないパソコンをご使用の場合は、「PaSoRi®」(型式:RC-S380、RC-S300)をお近くの家電量販店などでお買い求めください。
	メディセーフフィット	MS-FR201B	
	メディセーフフィットボイス <small>販売終了</small>	MS-FRV01	
	テルモ電子血圧計P2020	ES-P2020DZ	
	テルモ電子血圧計W700 <small>販売終了</small>	ES-W700DZ	
	テルモ電子体温計W525 (データ送信機能付き) <small>販売終了</small>	ET-W525DZ	
	テルモ歩行強度計 メディウォーク <small>販売終了</small>	MT-KTO2DZ	
	テルモ体組成計B100	WT-B100DZ	
	HRジョイントデータカード <small>販売終了</small>	RW-M01D	
メディセーフデータシェア	メディセーフフィットスマイル	MS-FR501W	※パソコンとの通信には「NFCリーダー/ライター」が必要です。 「NFCリーダー/ライター」の搭載されていないパソコンをご使用の場合は、「PaSoRi®」(型式:RC-S380、RC-S300)をお近くの家電量販店などでお買い求めください。
	メディセーフフィット	MS-FR201B	
	メディセーフフィットボイス <small>販売終了</small>	MS-FRV01	
	テルモ電子血圧計W700 <small>販売終了</small>	ES-W700DZ	
	テルモ電子血圧計P2020	ES-P2020DZ	
	テルモ電子体温計W525 (データ送信機能付き) <small>販売終了</small>	ET-W525DZ	