

お客様各位

2025 年 9 月
テルモ株式会社

FeliCa[®] IC チップの脆弱性報道に関する弊社製品への影響

拝啓

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて、この度 2025 年 8 月 28 日のソニー社 FeliCa IC チップに関する脆弱性に関する報道を受け、弊社 NFC 通信機能付き製品への影響について確認できましたので、ご案内申し上げます。

弊社の NFC 通信機能付き機器（HR ジョイントシリーズ）は、報道されている FeliCa とは異なり、FeliCa Plug[®]もしくは FeliCa Link と呼ばれる IC チップを各製品に搭載しております。当該脆弱性の影響のない IC チップであると確認できております。また、HR ジョイントシリーズと組み合わせご利用いただく、PaSoRi[®]（パソリ）も影響のないことが確認できておりますので、これまで通り安心してご利用ください。

敬具

テルモ株式会社 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 2-44-1 <http://www.terumo.co.jp/>